

## お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発信しています。本紙が適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送下されます様よろしくようお願い申し上げます。


ご案内

## 滅菌ボトルセット欠品のお知らせと GL45 用送液ユニット仕様変更

エルメックスの滅菌ボトルセット SB4000C・SB4000T（装置接続用）が、資材の入手困難な状況が続いているため供給不安定となっており断続的な欠品が生じております。お客様にはご迷惑をおかけしてありまして大変申し訳ございません。今後も同様な状況が続く見通しのため、代替品として市販のボトルを使用して装置に接続できる送液ユニットをご用意しております。GL45 用送液ユニット利用のご検討をよろしくお願い申し上げます。


### ●仕様変更 2022年6月出荷分より

#### GL45 用送液ユニットのキャップが変わります



ねじ口サイズGL45(ISO規格)のボトルに装着できる送液ユニットです。  
市販のボトルを使用し自動秤量分注装置 DT cube や、簡易分注器 AP-001 に接続可能。  
自家調製の希釈液を装置で分注できます。

使い方など詳細は  
お気軽にお問い合わせ  
ください



自動秤量分注装置 DT cube との接続

商品名	GL45 用送液ユニット
コード No.	SB0013
価格	¥13,000 (税・送料別)

---- カタログ・デモ 要求書 ---- Fax: 03-5261-4130 ----

送付先をご記入ください		お気軽にお問い合わせください <input type="checkbox"/> カタログ希望 <input type="checkbox"/> デモ希望
御社名	e-mail	
〒 ご住所	都道 府県	
ご担当者名	TEL	
ユーザー様名	エルメックス商品仕入れ先（業者名）	

ELMEX では、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1)キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3)その他、あらかじめご同意頂いた目的。  
配信停止をご希望の場合は、受信された FAX 番号を上記 FAX 欄にご記入の上、ご返信下されます様よろしくようお願い申し上げます。