

# E-ピペット EPA-10ML

## 電動式で高精度

作業による分注量のばらつきを減少。設定した量を正確に吸引・吐出します。

## 疲労軽減

吸引・排出は人差し指によるボタン操作。本体重量は約190g(バッテリー含む)と軽く、握りやすいグリップ部や、指がかかりやすいフィンガーフックなど、連続作業時も操作しやすく疲れにくい形状を追求しました。

## 目的に合わせたモード設定

- 連続分注モード (MD) : 1回の吸引で等量分注が可能
- 混合モード (MIX) : ワンプッシュで設定した容量 × 回数でピペッティング
- 分注混合モード (AUTO+MIX) : 分注後に続けて混合(攪拌)
- シーケンシャル吸引モード (SA) : 異なる液体を設定した容量で吸引後、全量吐出
- シーケンシャル排出モード (Sd) : 同一のサンプルを異なる容量に分注

## 便利な使い方: 1回の吸引で複数の分注が可能

シーケンシャル排出モード (Sd) で複数回分の分注量を設定すれば、1回の吸引で複数回の分注ができます。作業は吸引も排出もボタン操作です。

例えば…

1. 5.2mLを吸引
  2. 段階希釈用として1mLを希釈液(9mL)へ分注
  3. 一般生菌検査用として1mLをシャーレ2枚へ分注
  4. 大腸菌群検査用として1mLをシャーレ2枚へ分注
  5. 黄色ブドウ球菌検査用として0.1mLを培地2枚へ分注、塗抹
- 



商品名	E-ピペット	容量範囲	0.1~10.0mL
コードNo.	EPA-10ML	最小可変容量	0.1mL
サイズ	全長 約290mm	プログラムメモリ	9種類設定可能
重量	約 190g(バッテリー含)	分注スピード	5段階調整
バッテリー	リチウムイオン電池3.7V/920mAh	最大分注回数	約1,800回(標準モード、最速設定にて)
充電時間	約5時間/100%チャージ	使用環境 温度/湿度	15~30℃/85%RH以下
ACアダプタ	AC100V 50/60Hz DC 5V (標準附属品)	オートクレーブ処理	ロアパーツのみ可能

※仕様及び価格は予告無く変更する場合があります

販売  
 株式会社 **エルメックス**

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

TEL:03-5229-7911 FAX:03-5261-4130

URL://www.elmex.co.jp e-mail:sales@elmex.co.jp