




お客様各位

平素はエルメックス商品をお引き立て賜わり、誠にありがとうございます。


ELMEX Post は、エルメックスが発行している微生物検査用商品の情報紙で、品質管理、細菌検査や環境検査ご担当者様にご案内申し上げます。本紙が適切な部所に受信されていない場合は、お手数でございますが、関連部所へお渡し下さいます様よろしくお願い申し上げます。

Stamp Agar Pro·media スタンプ培地 2009年10月 新発売

Totally new idea



- 連続スタンプが可能
3~4枚の容器を重ねて、流れるような作業ができます。
- 個別成形容器で取扱が簡単
容器を分離する際の異物やバリが発生しません。
- 培地の識別が簡単
培地別の色表示は、培地の選択ミスを防ぎます。
- 容器のツバに ID 記入可能
梨地のツバに、油性ペンで検体情報が記入できます。
- 常温 (15~25℃) で 6 ヶ月間保存可能



培地の識別色

指がはいる窪み設計

ID が書ける

培養後のタンブ培地 EC のイメージ図

商品一覧						
コード No.	商品名	識別色	用途と種類	培地面積	入り数	希望販売価格
SAAC-60	スタンプ培地 AC	赤	一般生菌数検査用 標準寒天培地	10cm ²	60 個 (10 個×6 袋)	¥5,700 (¥95/個)
SAEC-60	スタンプ培地 EC	青	大腸菌群・E.coli 同時検査用 アガートリコロール			¥6,300 (¥105/個)
SASA-60	スタンプ培地 SA	黄	黄色ブドウ球菌検査用 ETGM (Egg yolk Tellurite Glycine Mannitol) 寒天培地		10 個づつ チャック袋で包装	¥6,300 (¥105/個)
SAPD-60	スタンプ培地 PD	緑	真菌検査用 CP 加 PDA 培地			¥6,300 (¥105/個)

リクエストカード

貴施設名	<input type="checkbox"/> カタログ希望 <input type="checkbox"/> サンプル希望 <input type="checkbox"/> 購入希望 * 弊社販売代理店からご連絡する場合がございます。	
ご住所		
ご所属 (部課名)		ご芳名
Tel:		Fax :

今後 FAX 受信を希望しない場合は、リクエストカードに無記名で、受信された FAX No. をご記入の上、返信下さいます様お願い申し上げます。

ELMEX では、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1) キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析をするため。(3) その他、予めご同意頂いた目的のため。