

お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発信しています。本誌が適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送くださいます様よろしくお願い申し上げます。

新発売

滅菌リン酸緩衝希釈水 5000mL 入り

2018年4月より

Pro-media MV-5000PB 自動秤量分注装置 DT cube 接続用

この度エルメックスでは、滅菌リン酸緩衝希釈水（5000mL 入り）を発売します。滅菌リン酸緩衝希釈水は、食品衛生法に基づく「乳および乳製品の成分規格用に関する省令」および「食品、添加物等の規格基準」の中で試験法が規定されている食品において、試料の調製に使用することが記載されています。

希釈水が滅菌リン酸緩衝希釈水と規定されている食品

- ・粉末清涼飲料 ・冷凍食品
- ・冷凍ゆでだこ、ゆでがに
- ・生食用かき
- ・容器包装詰加圧加熱殺菌食品

これらの食品を
検査するとき

希釈液調整不要・滅菌済み

Pro-media
MV-5000PB が便利です。
ぜひご利用ください。


品名	コードNo.	仕様	入数	価格
滅菌希釈液 Pro-media MV-5000PB	MV-5000PB	リン酸緩衝希釈水 試料作成用 5000mL 装置接続用	2本/ケース	¥4,700

分注作業が省力化できます！

自動秤量分注装置 Pro-media DT cube (ディーディーキューブ)

MV-5000PB を接続して使用可能、10倍希釈が簡単にできます。
クリーンベンチにも入るコンパクトサイズ。
空気圧送式液輸送でハイスピード＆静かな分注音。
分注ノズルは左右どちらにも設置可能です。
2種液分注または、高速分注タイプもあります。

※DT cube 用滅菌希釈液 1 ケース付



お気軽にお問合せください

装置デモ要求書 ▶▶▶ FAX: 03-5261-4130

御社名	ホームページアドレス http://	<input type="checkbox"/> 装置デモ希望 <input type="checkbox"/> 購入希望
ご住所 〒	都道 府県	
ご所属	TEL	エルメックス商品仕入先（業者名） 販売代理店からご連絡する場合があります。
役職	FAX	
ご芳名	e-mail アドレス	

株式会社エルメックスでは、当サービスをご登録いただいたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1) キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計資料として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3) その他、あらかじめご同意頂いた目的。
配信停止をご希望の場合は、受信された FAX 番号を上記 FAX 欄にご記入の上、ご返信くださいます様よろしくお願い申し上げます。