

お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。


ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発信しています。本紙が適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送下されます様よろしくお願い申し上げます。

滅菌ボトルセット代替品 SB4000T のご案内

2021年11月22日の出荷分より

弊社の滅菌ボトルセット SB4000C (装置接続用) が、資材の入手困難な状況が続いているため欠品し、お客様にはご迷惑をおかけしてありまして大変申し訳ございません。



この度、代替品の滅菌ボトルセット T 型 SB4000T をご用意いたしましたのでご案内申し上げます。



SB4000T は、自動秤量分注装置 DT cube に接続して使用できるボトルです。自家調製の希釈液を装置で分注できます。オートクレーブ滅菌可能 4L ボトル

高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)で滅菌する場合の SB4000T の遅れ時間を含めた滅菌時間の設定例(社内データ) 弊社使用装置(型式: SV-2402/缶体容量 23 リットル)を使用した場合の遅れ時間は約 1 時間 40 分であるため、滅菌時間設定は“121℃ 2 時間”となります。

ボトル本体と一体型の持ち手付き



自動秤量分注装置 DT cube との接続

品名	滅菌ボトルセット T 型
コード No.	SB4000T
価格	¥18,150 (税・送料別)

----- カタログ・デモ 要求書 ----- Fax: 03-5261-4130 -----

送付先をご記入ください		お気軽にお問合せください <input type="checkbox"/> カタログ希望 <input type="checkbox"/> デモ希望
御社名	e-mail	
〒 ご住所	都道府県	
ご担当者名	TEL	
ユーザー様名	エルメックス商品仕入れ先(業者名)	

ELMEX では、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1) キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3) その他、あらかじめご同意頂いた目的。配信停止をご希望の場合は、受信された FAX 番号を上記 FAX 欄にご記入の上、ご返信下されます様よろしくお願い申し上げます。