

	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
エルメックス商品仕入先(業者名)	ご所属	役職	
	ご芳名	e-mail	
商品お届け先 <input type="checkbox"/> 上記と同じ <input type="checkbox"/> 異なる場合、右記へご記入下さい。	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
	ご所属	役職	
	ご芳名	e-mail	

ELMEXでは、当サービスをご利用頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂いております。(1)キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2)統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析をするため。(3)その他、予めご同意頂いた目的のため。

# サンプル要求書

ご希望の商品のサンプル希望記入欄に○印を記入の上、FAXにてご請求下さい。

商品名		コードNo.	仕様		サンプル希望記入欄	
<b>Pro・media シリーズ</b>						
培地	スタンプ培地 AC	SAAC-48	一般生菌数検査用	培地面積 10cm <sup>2</sup>		
	スタンプ培地 SA	SASA-48	黄色ブドウ球菌検査用			
	スタンプ培地 EC	SAEC-48	<i>E.coli</i> ・大腸菌群検査用			
	スタンプ培地 PD	SAPD-48	真菌検査用			
	滅菌液体培地		ST-SSP	Swab Test ST-25用	大腸菌群・ <i>E.coli</i> 同時検査用	
			XM-30	検体 1mL用		
			XM-31	検体 10mL用(倍濃度)		
			XM-32	検体 5mL用(倍濃度)		
	XMブロス	XM0001	培地調整用			
	アガートリコロール	XMA-01N	培地調整用(顆粒)			
	メディカ AC	MCAC-1000	一般生菌数測定用			
	メディカ CC	MCCC-1000	大腸菌群数測定用			
	メディカ EC	MCEC-500	大腸菌・大腸菌群数測定用			
メディカ SA	MCSA-500	黄色ブドウ球菌数測定用				
滅菌希釈液		MT-11PBS	段階希釈用	りん酸緩衝生理食塩水	9mL入り	
		MV2-90PBS	試料作成用		90mL入り	
		MV-225PBS			225mL入り	
		MV-225BPW		緩衝ペプトン水(サルモネラ菌・黄色ブドウ球菌) 225mL入り		
		MV-225MRD	0.1%ペプトン加生理食塩水 225mL入り			
		MV-225AP	アルカリペプトン水(腸炎ビブリオ) 225mL入り			
拭き取り検査キット (滅菌希釈液入り ピペット機能付)	Swabstar	SS-01-400	拭き取り検査用(拭き取り部ポリエステル) PBS(10mL)入り 綿棒付			
	SWAB TEST	ST-25PBS	拭き取り検査用 (拭き取り部レーヨン)	りん酸緩衝生理食塩水 (PBS) 10mL入り	綿棒付	
		ST-26PBS			伸長式綿棒付	
		ST-25BPW		緩衝ペプトン水(BPW) 10mL入り	綿棒付	
ST-25MRD	0.1%ペプトン加生理食塩水(MRD) 10mL入り	綿棒付				
新採便管	FC-20	便検査用				
<b>その他</b>						
バイオスワブ CS-50	CS-50	バイオフィルム採取用 りん酸緩衝液 3mL入り				
豚検出用拭き取り検査キット	PFB-01	検出対象:豚血清アルブミン 検出感度:1ppm				

その他ご意見欄

総発売元

株式会社 **エルメックス**

162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

Tel: 03-5229-7911 Fax: 03-5261-4130

URL: <http://www.elmex.co.jp> e-mail: [sales@elmex.co.jp](mailto:sales@elmex.co.jp)



株式会社エルメックス 行  
**FAX: 03-5261-4130**

	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
エルメックス商品仕入先(業者名)	ご所属	役 職	
	ご芳名	e-mail	
<input type="checkbox"/> 上記と同じ  <input type="checkbox"/> 異なる場合、右記へ ご記入下さい。	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
	ご所属	役 職	
	ご芳名	e-mail	

ELMEXでは、当サービスをご利用頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事がございます。(1)キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2)統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析をするため。(3)その他、予めご同意頂いた目的のため。

# サンプル要求書

ご希望の商品のサンプル希望記入欄に○印を記入の上、FAXにてご請求下さい。

商品名	コードNo.	仕 様	サンプル 希望記入欄
<b>PYXON シリーズ</b>			
滅菌ホモジナイズバッグ	PYXON-10	PX0010	フィルタ無しシンプルなバッグ 180×300mm (400mL)
	PYXON-10C	PX0010C	フィルタ無しマジックカット付 190×298mm (400mL)
滅菌フィルタバッグ	PYXON-20	PX0020	マイクロピペット用プルダウンタイプ 190×300mm (400mL)
	PYXON-20S	PX0020S	スパイラルプレーティング法対応 190×300mm (400mL)
	PYXON-20P	PX0020P	メスピペット用プレーンタイプ 190×300mm (400mL)
	PYXON-20M	PX0020M	小検体用フィルタバッグ 114×190mm (80mL)
	PYXON-30	PX0030	メスピペット用 190×300mm (400mL)
	PYXON-30C	PX0030C	プレーンタイプ マジックカット付 190×298mm (400mL)
<b>Nasco Whirl-Pak Bag シリーズ</b>			
滅菌サンプリングバッグ Whirl-Pak Bags <small>ワールバックバッグ (Nasco社製)</small>	BO1020WA	収去、保存用	15×23cm (710mL)
	BO1027WA	収去、保存用	15×38cm (1,242mL)
	BO1062WA	収去、保存用	7.5×18.5cm (118mL)
	BO1065WA	収去、保存用	11.5×23cm (532mL)
	BO1195WA	収去、保存用ホモジナイズ兼用	19×30cm (1,627mL)
	BO1245WA	家畜・家禽拭取り検査用スポンジ入	11.5×23cm (532mL)
	BO1364WA	収去、保存用(底部マチ付スタンドタイプ)	7.5×18.5cm (118mL)
	BO1365WA	収去、保存用(底部マチ付スタンドタイプ)	11.5×23cm (532mL)
<b>その他</b>			
滅菌ABパウチ	ABP-180	クロストリジウム属菌検査用 (200mL用)	
	ABP-90	クロストリジウム属菌検査用 (25mL用)	

マジックカットは旭化成パックスの登録商標です

その他ご意見欄

総発売元

株式会社 **エルメックス**

162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町2-2

Tel: 03-5229-7911 Fax: 03-5261-4130

URL: <http://www.elmex.co.jp> e-mail: [sales@elmex.co.jp](mailto:sales@elmex.co.jp)



サンプルは、弊社販売店からご用意させて頂く場合があります。 19.02 HP