



食の未来システム創造協議会 推奨品

FFSA 🔍 検索

エルメックスが提案する、早くて簡単!! 食品衛生検査

サニタリーチェックシステム

step 1 拭き取り検査キットは前準備不要。手間なく始める拭き取り検査

Pro-media SWAB TEST



希釈液は 3 種類

PBS BPW MRD



SWAB TEST に
延長ツールの取付けが
可能となりました

キャップに取付けて奥まったところや届きにくい箇所の拭き取りにご利用ください。



Swabstar®



Swabstar の拭き取り部


- ポリエステル製で捕集効率アップ
- アレルゲン検査用に対応
- 扁平・薄型で狭い箇所、細かい部分も拭き取れます



step 2 定量検査はフィルム培地で効率的に

Easy Plate™

微生物検査用フィルム培地
キッコーマンバイオケミファ社製



AC

CC

EC

SA

YM-R

EB

すぐに使えて簡単、扱いやすい調整済み培地
前処理不要のため、検液を滴下してカバーフィルムを閉じるだけ

コロニーが見やすくカウント作業軽減
発色剤使用だから残渣との判別が容易です

培養スペースや廃棄量の削減


・食品衛生検査指針微生物編2018 収載 (AC,CC)
・AOAC PTM 認証取得 (AC,CC,EC,SA)

step 3 コロニーカウンティングシステムで素早くカウント・評価

Smart iSac

コロニーカウンティングシステム

スキャナで読み取り、同種類の培地 6 枚同時にカウント。
カウント値や画像などはデータベース化して管理。
報告書自動作成機能もあり、食品安全マネジメントシステムをサポートします。



食品衛生検査の簡易・迅速化に貢献する製品をご提案しています。サンプルのご要望は下記へお問い合わせください。 (エルメックスけんさ 🔍 検索)

株式会社 **エルメックス** 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 2-2 TEL: 03-5229-7911 FAX: 03-5261-4130
URL: <https://www.elmex.co.jp> E-mail: sales@elmex.co.jp

